

マトコン製品



Intermediate Bulk Container
IBC
(仕掛品用粉粒体
コンテナ)



IBC Discharge Station
IBC排出ステーション



IBC Filling System
IBC充填システム



Bulk Tablet IBC and
Tablet Discharge Station
錠剤用IBC
錠剤用排出ステーション



IBC Blender
IBCブレンダー



IBC Washing
IBC洗浄装置



Silo / hopper
Discharger Valves
サイロ/ホッパー用
排出バルブ



Gentle
Transfer
Chute
GTC
(錠剤緩投入装置)

錠剤ハンドリング技術



錠剤・空カセル用の新技術で新次元へ

世界のマトコン

UK

Tel: +44 1608 651666
Fax: +44 1608 651635
matcon@matcon.co.uk
www.matcon.co.uk

USA

Tel: +1 856 256 1330
Fax: +1 856 256 1329
matcon@matconinc.com
www.matconinc.com
全自動洗浄ブース

Germany

Tel: +49 7621 970 610
Fax: +49 7621 970 609
matcon@matcongmbh.com
www.matcon.de
マニュアル洗浄、洗浄蓋

Benelux (Holland)

Tel: +31 23 5 10 10 80
Fax: +31 23 5 10 10 89
matcon@matcon.nl
www.matcon.nl

Scandinavia (Sweden)

Tel: +46 455 776 70
Fax: +46 455 247 72
matcon@matcon.se
www.matcon.se

France

Tel: +33 89 89 75 02
Fax: +33 89 89 83 90
matcon@matcon.fr
www.matcon.fr

Australia

Tel: +61 2 9892 4822
Fax: 61 2 9892 4844
matcon@matcon.com.au
www.matcon.com.au

マトコン・ジャパン株式会社

〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町3973-1 japan@matcon.co.jp
Tel: 045 861 1627 Fax: 045 861 1628 www.matconibc.com

錠剤バルクを優しくハンドリング

錠剤を壊したり 変形させずに供給

(GTC = Gentle Transfer Chute
= 落下粉碎防止用装置)

- ▲ 壊れ易い錠剤や、変形しやすい空カプセルが優しく、ゆっくりと降下
- ▲ どのような量でも、どのような降下距離でも対応可能
完全自動運転
- ▲ ステンレス製で堅固な構造(写真はプラスチック製のシュート)
- ▲ シンプルな装置で狭小なスペースにも設置
- ▲ 確実に洗浄できるシュートとキャリアでコンタミネーションを防止(自動及びマニュアルCIP)
- ▲ 既設の装置にも簡単に接続
- ▲ キャリアーの駆動はシンプルで駆動装置は製品と非接触

- ① 搬入口
- ② シュート
- ③ キャリアー
- ④ 駆動装置
- ⑤ 排出口




バラ扱い?

- 作業員低減
- GMP準拠
- 生産効率
- 品質改善
- 密閉性


錠剤バルク用IBCシステムと コーンバルブ技術

- ① IBC
- ② 減速シュート
- ③ コーンバルブ
- ④ 錠剤用コーンシール
- ⑤ 錠剤用排出ステーション




- ▲ 損傷無しで錠剤をハンドリング
- ▲ 完全自動運転
- ▲ 制御排出
- ▲ 自動/マニュアルCIP (排出ステーション)
- ▲ 密閉充填、排出
- ▲ 錠剤の全量/部分排出が可能


全量排出



制御排出



完全閉鎖



打錠機から
IBCへ



IBCからコーティング機へ



IBCから
充填包装機へ

