

医薬分野ユーザー例

Astra-Zeneca	Sanofi- Synthelabo
Aventis	Schering AG
BASF	Schering Plough
Bayer	Takeda
Fujisawa	Wacker
Helsinn	Wyeth-Ayerst
Janssen- Noramco	アステラス製薬
Eli Lilly	宇部興産
Lonza	エーザイ
Lundbeck	広栄化学
Novartis	日機装
Pfizer	

封じ込めレベル例	OEL mg/m ³
Astra-Zeneca	1
Bayer	10-100
Eli Lilly	5-50
Janssen	<1
Lundbeck	5-50
Pfizer	10-100
Schering Plough	10-50
Sanofi-Synthelabo	10-100
Takeda	10-100

世界共通仕様の
マトコン製
粉粒体ハンドリング
装置



Intermediate Bulk Container
IBC
(仕掛品用粉粒体コンテナ)



IBC Discharge Station
IBC排出ステーション



IBC Filling System
IBC充填システム



IBC Blender
IBCブレンダー



IBC Washing
IBC洗浄装置




C.I.P. System
ステーションCIP装置



Silo / hopper Discharger Valves
サイロ/ホッパー用
排出バルブ

製薬工場への IBCシステム適用



- 溶剤含みのウェットケーキを完全・自動排出
- 閉鎖系システムで封じ込め
- 効率的・フレキシブルにプロセス機器と連携
- CIPシステム






世界のマトコン

UK, USA, Scandinavia, Germany,
France, Benelux, Australia

マトコン・ジャパン株式会社

〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町3973-1
Tel: 045 861 1627 Fax: 045 861 1628
japan@matcon.co.jp www.matconibc.com

製薬工場への IBCシステム適用




投入用秤量ホッパー



減量秤量式
IBC排出ステーション



CIP用 洗浄フード



IBCと排出ステーション



CTU
(密閉型移送装置)



IBC洗浄ステーション

